LinfoVir® isowash FIALE

LAVAGGIO NASALE E AEROSOL

Soluzione nebulizzabile a base di acqua di mare e acido ialuronico ad azione fluidificante per il trattamento di raffreddore, rinite e sinusite

20 fiale monodose da 5 ml ℮ **NON CONTIENE CONSERVANTI**

La pulizia delle cavità nasali rappresenta un punto fondamentale dell'iter terapeutico delle patologie naso-sinusali e del rinofaringe, soprattutto nei bambini, nei quali, molti dei processi infiammatori, sia infettivi che allergici, iniziano proprio in questi distretti corporei, a causa della loro particolare conformazione anatomico-funzionale, che ne ostacola la liberazione da eventuali depositi di muco ed essudati.

CHE COS'È

LinfoVir® isowash fiale è un prodotto naturale a base di acqua di mare e acido ialuronico utile per proteggere e riportare alle normali condizioni fisiologiche le mucose delle vie respiratorie di bambini, adulti ed anziani.
Ideale sia per la pulizia di routine che per aerosolterapia che come coadiuvante di terapie farmacologiche.
LinfoVir® isowash fiale agisce grazie all'azione sinergica dei suoi componenti: l'Acqua di mare, sostanza presente in natura che non induce assuefazione, non danneggia le mucose, libera il naso dal muco in eccesso, facilitandone così la rimozione e migliorando la respirazione; l'Acido ialuronico che svolge un'azione epitelio protettiva formando una pellicola fisiologica, donando così sollievo alla mucosa irritata e rigenerando la parete delle fosse nasali migliorando la loro struttura e funzionalità.

COMPOSIZIONE

Acqua, acqua di mare, sodio ialuronato, potassio fosfato monobasico e potassio fosfato bibasico.

PERCHÈ SI USA

LinfoVir® isowash fiale è indicato come coadiuvante nelle terapie di raffreddori, sinusiti, riniti, in quanto aiuta a favorire l'idratazione delle mu cose, la fluidificazione del muco in eccesso facilitando così la rimozione e il drenaggio delle secrezioni e quindi garantendo la pulizia delle fosse nasali. Non sostituisce la terapia medica ma ne rappresenta un utile prodotto complementare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per la pulizia delle fosse nasali e lavaggio:

- Staccare una fiala monodose e aprirla delicatamente ruotando il cappuccio fino a rimozione dello stesso;
- Inclinare lateralmente la testa, inserire delicatamente nella narice il beccuccio dela fiala e premere leggermente;
- Dopo qualche secondo soffiarsi il naso o, se necessario, utilizzare un aspiratore nasale per rimuovere eventuali secrezioni.
- Ripetere l'operazione per l'altra narice dopo aver inclinato la testa dall'altro lato.

Per aerosolterapia:

- Staccare una fiala monodose e aprirla delicatamente ruotando il cappuccio fino a rimozione dello stesso;
- Versare il contenuto nell'apposita ampolla seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate dal produttore sull' apparecchio in vostro possesso;
- Procedere con l'aerosolterapia, utilizzando la forcella nasale.

ISTRUZIONI PER RIUTILIZZO

In caso di utilizzo parziale della fiala monodose, richiudere la stessa utilizzando l'apposito tappo (capovolto) e conservare in frigorifero.
Utilizzare comunque il rimanente prodotto entro 24 ore dalla prima apertura.

FREQUENZA E DURATA DI UTILIZZO

Per un corretto utilizzo si consiglia:

- nei lattanti: istillare alcune gocce in ciascuna narice più volte durante la giornata;
- nei bambini da 1 anno: eseguire lavaggi

completi o aerosolterapia con 1 fiala una volta al giorno;
- negli adulti: effettuare lavaggi completi o aerosolterapia con 1 fiala due volte al giorno.

La durata d'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi e se è necessario può essere utilizzato per periodi prolungati su consiglio del vostro medico. Non utilizzare il dispositivo medico per un tempo superiore ai 30 giorni consecutivi.
L'uso nei lattanti e nei bambini deve avvenire su consiglio del medico e comunque in presenza di un adulto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI UTILIZZO
Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non utilizzare per uso diverso da quello indicato.
Non ingerire.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso qualsiasi componente del prodotto.
L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

EFFETTI INDESIDERATI
Non sono ad oggi noti effetti indesiderati causati dall'uso del prodotto. Nel caso si verifichino reazioni particolari sospendere l'uso del prodotto, rivolgersi al proprio medico/farmacista ed avvertire il Fabbricante.
Non essendo noti effetti indesiderati nell'utilizzo dei singoli componenti non ci sono particolari controindicazioni durante gravidanza ed allattamento. In tali casi, per maggior sicurezza, si raccomanda comunque di seguire il consiglio del medico. L'uso nei lattanti e nei bambini deve sempre avvenire su consiglio del medico e comunque in presenza di un adulto.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA
Non sono stati riportati casi di tossicità dichiarata.

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DISPOSITIVO
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna e stampata su ogni singola fiala.
Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

MODALITÀ SMALTIMENTO
Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Il prodotto non utilizzato e i rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene:
20 fiale monodose da 5 ml

Data ultima revisione: Settembre 2019.

BIODUE S.p.A.
Via A. Lorenzetti, 3/A
Loc. Sambuca V.P.
Barberino Tavarnelle (FI) - Italy

DISTRIBUTORE

NÓOS
Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosit.com

DISPOSITIVO MEDICO CE 1370

» Inquadra con lo smartphone il QR Code

» Scopri l'intera linea di prodotti Nóos

Gastrointestinale | **Respiratorio** | Immunitario | Uditivo | Cavo orale | Malattie rare

NÓOS PER L'AMBIENTE
PAP 22 | FOGLIETTO | CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune